



# MAILLOT ERABLE

## Mastic a cicatriser feuillus cut pasta 500 gr

› Outils, fils, accessoires › Mastic

ref. 4411

**38,00€**

[+] [Voir sur le site](#)



### Description

Mon préféré ! Spécial feuillus, Idéal pour vos Acer, ce produit révolutionnaire vous garantit des cicatrisations rapides et efficaces. Grâce à ses propriétés uniques et ses hormones cicatrisantes, il est largement reconnu pour ses résultats impressionnants sur toutes les plaies de taille proprement coupées. Contenance : Pot de 500 g Mode d'emploi : 1. Préparation : Prenez une petite quantité de pâte et malaxez-la dans votre paume pour la ramollir. 2. Application : Étalez une fine couche sur les plaies de taille propres et sèches. 3. Astuce pratique : Pour éviter que la pâte adhère à vos doigts, placez un linge humide sur le mastic après l'application. Cela permet de bien appuyer pour une meilleure adhésion, garantissant ainsi un résultat optimal.

